Das verbesserte Silent Alert SA 3000 System mit Pager und SignWave Empfänger Optionen





Noch einfacher in der Handhabung und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt



Die Pager Variante



Für Gehörlose und schwerhörige Benutzer



Für taubblinde Benutzer

Das einzigartige Surekey™ Feature, zusammen mit unterschiedlichen Vibrationsmustern für jedes Ereignis, machen den Pager zu einem nützlichen Hilfsmittel für den tauben/blinden Benutzer.



Die Variante tragbarer SignWave™ Summer und Blitzlichtlampe



Eingebautes hochintensives Mini Stroboskop & ultra lauter Summer mit Lautstärkeregler

Ein ideales
Alarmierungssystem für
den gehörlosen oder
schwerhörigen Benutzer

Mit Basisstation und optionaler vibrierender Kissenunterlage



Der Mini Telefonsender wird einfach in Ihre Telefonbuchse eingesteckt



Löst automatisch aus, wenn das Telefon läutet und schaltet den SignWave Alarm wieder aus, wenn das Telefon abgehoben wird.


Das Gerät wird von Leitungstests nicht beeinflusst und kann auch Anrufe und SMS von den meisten GSM Mobiltelefonen erkennen.













Hier mit StormGuard als eigenständiger kabelloser Klingelknopf



Kann auch als Ersatztürklingel in einem bestehenden System verwendet werden und mit einer Türsprechanlage verknüpft werden.









Der Personenrufsender kann dazu benutzt werden eine weitere Person in einem anderen Teil des Hauses oder des Arbeitsplatzes am Pager zu benachrichtigen

Ideal für die Betreuung eines Kranken oder Jemandem der bewegungseingeschränkt ist oder leicht hinfällt.





Jetzt auch mit Erschütterungserkennung



Der Bewegungsmelder ist sehr nützlich und effizient bei der Betreuung von einer Person, die schlafwandelt oder einem Alzheimer Patienten

Zum Anbringen im Flur oder neben dem Bett.



Das Gerät kann durch Bewegung, Geräusch oder beides ausgelöst werden.



Die neu eingebaute Zeitverzögerung verhindert, dass ein Toilettenbesuch das Gerät auslöst. Falls der Patient nicht in einer bestimmten Zeit zurückkehrt alarmiert das Gerät den Betreuer/in.

















Das neue und verbesserte Babyfon kann sowohl mit Batterie als auch über ein Netzkabel betrieben werden.



Mit neuer visueller Statusanzeige, verbesserte Geräuscherkennung und 3 versch. Zeitverzögerungseinstellungen.



Babyfon Pfeife zum Einrichten des Geräts erhältlich



Die Statusanzeige leuchtet orange wenn ein Geräusch das eingestellte Empfindlichkeitsmaß übersteigt.





Die Statusanzeige leuchtet grün wenn ein Geräusch die Dauer der eingestellten Zeitverzögerung überschreitet.

Der Mini Sender kann sowohl mit Diebstahlsicherungen als auch mit Autodiebstahlsicherungen verkabelt werden





















Auch Ihr Zuhause kann sicherer werden mit unseren Rauch- und Kohlenmonoxidmeldern



Auswahl zwischen kabellosem Optikalem (akustischem) und Ionisations Rauchmelder

Kabelloser Kohlenmonoxidmelder



Nacht Betrieb

















Der SignWave Empfänger hat eine Basisstation in die er nachts zum Aufladen gestellt wird. Der Pager kann im Schnelllader oder Weckerladegerät wieder aufgeladen werden. Eine vibrierende Kopfkissenunterlage weckt den Benutzer nachts.

Das kabellose SignWave Rauchmelder System



Dieses günstige und diskrete System hat nicht, wie man das mit herkömmlichen Rauchmeldern verbindet, ein unansehnliches Kabelwerk und Sie sind sowohl tagsüber als auch nachts in Ihrem Schlafzimmer geschützt.

Fire Safe Kompatibel





Alle FireSafe kompatiblen Pager oder SignWave Empfänger können in Gebäuden verwendet werden, in denen das FireSafe System installiert ist. Wenn der Feueralarm das System aktiviert, versendet dieses ein Signal an alle Pager und SignWave Empfänger im Gebäude.